

兔抗人胃泌素免疫组化多克隆抗体

Rabbit Anti-Human Gastrin Polyclonal Antibody

说明书编号:40080Rb

产品简介

产品编号: RAB-0080

规格: 1.5/3.0/6.0 ml

形式: 即用型

细胞定位: 细胞质

阳性对照组织: 胃分泌素瘤

反应种属: 人类, 其余种属未做相应
检测

理化特性

绿色溶液, pH=7.4±0.1。

产品特征

胃泌素存在于正常人体组织的胃窦(幽门)粘膜细胞、十二指肠腺和布伦内氏腺。此抗体与胃泌素反应, 主要用于标记产生胃泌素的肿瘤, 如胃泌素瘤。

产品应用

本抗体适用于福尔马林固定石蜡包埋切片或冰冻切片的免疫组化染色。本抗体直接使用, 无需稀释。福尔马林固定石蜡包埋切片在染色前需用 **10mM pH6.0 的柠檬酸盐缓冲液进行高压加热抗原修复**。本抗体只有与迈新公司的免疫组化检测试剂盒配合使用, 才能保证合适有效的染色效果。

孵育条件:

室温 (18-30℃)孵育 60 分钟或 4℃过夜。

保存条件:

试剂需在 2-8℃ (不可冰冻) 避光条件下进行保存。每次使用后, 应立即放回 2-8℃ 的冰箱进行保存。抗体的保质期为 12 个月。如果试剂不是按产品说明书的条件储存, 可能影响其使用效果。

本抗体仅供研究使用, 不用于临床诊断。

参考文献:

1. Sjolund, K. et. al. astroenteiology 1983, 85: 1120.
2. Creutzfeldt, W. et. al. Hum Pathol 1975, 6: 47.